




- SUPORTE SUBURETRAL
- MALHA LIVRE DE TENSÃO PARA O TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA DE ESFORÇO
- CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO 100%
- ÁREA CENTRAL SUBURETRAL ANTIEROSIVA
- TÉCNICA DE IMPLANTE MINIMAMENTE INVASIVA

INTERBLET

InterLIFT

Suporte suburetral
Malha livre de tensão para o tratamento da incontinência urinária feminina de esforço



IUF (padrão)



IUFA
com área central suburetral reforçada que minimiza a taxa de possível erosão graças ao seu suave setor central.

Dimensões: largura 11 mm, comprimento 420 mm
Zona de proteção central: 3 cm no modelo IUFA
Tensão de ruptura aproximada: 6,8 a 7 Kg.
Diâmetro de filamento: 180 µm

- Confeccionado em polipropileno 100% que garante uma excelente biocompatibilidade e características mecânicas ótimas.
- Baixa elongação e rápida regeneração de tecidos.
- Técnica de implante minimamente invasiva, pode ser implantado por via transobturatriz, transvaginal ou suprapúbica.
- Cobertura transitória de polietileno e fios de tração em seda trançada siliconada que facilita a passagem através dos tecidos.



Código	Modelo	Largura	Comprimento útil	Longitude de reforço
SLING-IUFA		11 mm	420 mm	3 cm
SLING-IUF		11 mm	420 mm	-----

SLING-IUFAT	Com Tunelizador Helicoidal Transobturador
SLING-IUFA S	Com Tunelizador Suprapúbico
SLING-IUFA V	Com Tunelizador Transvaginal
SLING-IUF T	Com Tunelizador Helicoidal Transvaginal
SLING-IUF S	Com Tunelizador Suprapúbico
SLING-IUF V	Com Tunelizador Transvaginal