



COLECAT

Cateter de drenagem biliar pig tail

Part. Nº	Diâmetro (em Fr.)	Comprimento (em cm)	Tip.	Apresentação	Componentes
CC-06	6	40	Pigtail	Cateter	1 Cateter de drenagem biliar 1 Cânula metálica rígida 1 Intermediário à bolsa
CC-85	8,5	40	Pigtail		
CC-10	10	40	Pigtail		
CC-12	12	40	Pigtail		
CC-14	14	40	Pigtail		
SCC-06	6	40	Pigtail	Kit	1 Cateter de drenagem biliar 1 Cânula metálica rígida 1 Agulha Introdutora 1 Kit de dilatadores 1 Intermediário à bolsa 1 Fio-guia 1 Fio-guia de 0,018" X 80cm ponta de platina 1 Agulha Chiba 1 Introdutor biliar de três peças
SCC-85	8,5	40	Pigtail		
SCC-10	10	40	Pigtail		
SCC-12	12	40	Pigtail		
SCC-14	14	40	Pigtail		
SCC-06-P	6	40	Pigtail	Kit Premium	1 Cateter de drenagem biliar 1 Cânula metálica rígida 1 Agulha Introdutora 1 Kit de dilatadores 1 Intermediário à bolsa 1 Fio-guia 1 Fio-guia de 0,018" X 80cm ponta de platina 1 Agulha Chiba 1 Trocar Introdutor 1 Chave de três vias 1 Introdutor biliar de três peças valvulado 1 Cateter direcionador
SCC-85-P	8,5	40	Pigtail		
SCC-10-P	10	40	Pigtail		
SCC-12-P	12	40	Pigtail		
SCC-14-P	14	40	Pigtail		

Incluir a letra "H" caso seja necessária a cobertura hidrofílica.
Exemplo: SCCH-06



BRO-DRJ-001
NOV 2014

- AMPLO LÚMEN
- MAIOR DRENAGEM
- SUPERFÍCIE SUPERSOFT
- CONSTRUÍDO EM POLÍMEROS BIOCOMPATÍVEIS
- NOVO SISTEMA DE FIXAÇÃO
- DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE PONTAS
- MATERIAL RADIOOPACO.

CATETERES DE DRENAGEM



Nova linha de



KFF s.a.

NEFROCAT

Cateter de Nefrostomia Malecot e Pigtail

Part. Nº	Diâmetro (em Fr.)	Comprimento (em cm)	Tip.	Apresentação	Componentes		
CN-06	6	30	Pigtail		1 Cateter de nefrostomia 1 Cânula metálica rígida 1 Intermediário à bolsa		
CN-85	8,5	30	Pigtail				
CN-10	10	30	Pigtail				
CN-12	12	30	Pigtail				
CN-14	14	30	Pigtail				
MC-06	6	30	Malecot				
MC-85	8,5	30	Malecot				
MC-10	10	30	Malecot				
MC-12	12	30	Malecot				
MC-14	14	30	Malecot				
MC-16	16	30	Malecot				
SCN-06	6	30	Pigtail				1 Cateter de nefrostomia 1 Cânula metálica rígida 1 Agulha Introdutora 1 Fio-guia 1 Cateter overneedle 1 Agulha Chiba 1 Kit de dilatadores 1 Intermediário à bolsa
SCN-85	8,5	30	Pigtail				
SCN-10	10	30	Pigtail				
SCN-12	12	30	Pigtail				
SCN-14	14	30	Pigtail				
SMC-06	6	30	Malecot				
SMC-85	8,5	30	Malecot				
SMC-10	10	30	Malecot				
SMC-12	12	30	Malecot				
SMC-14	14	30	Malecot				
SMC-16	16	30	Malecot				

Incluir a letra "H" caso seja necessária a cobertura hidrofílica. Exemplo: SCNH-06

MULTICAT

Cateter de Drenagem Multipropósito

Part. Nº	Diâmetro (em Fr.)	Comprimento (em cm)	Tip.	Apresentação	Componentes
CMPJ-0630	6	30	J	Cateter	1 Cateter multipropósito 1 Cânula metálica rígida 1 Intermediário à bolsa
CMPJ-8530	8,5	30	J		
CMPJ-1030	10	30	J		
CMPJ-1230	12	30	J		
CMPJ-1430	14	30	J		
CMPP-0630	6	30	Pigtail		
CMPP-8530	8,5	30	Pigtail		
CMPP-1030	10	30	Pigtail		
CMPP-1230	12	30	Pigtail		
CMPP-1430	14	30	Pigtail		
CMPR-0630	6	30	Reto		
CMPR-8530	8,5	30	Reto		
CMPR-1030	10	30	Reto		
CMPR-1230	12	30	Reto		
CMPR-1430	14	30	Reto		
SMPJ-0630	6	30	J	Kit	1 Cateter multipropósito 1 Cânula metálica rígida 1 Agulha Introduatória 1 Fio-guia 1 Cateter overneedle 1 Agulha Chiba 1 Kit de dilatadores 1 Intermediário à bolsa
SMPJ-8530	8,5	30	J		
SMPJ-1030	10	30	J		
SMPJ-1230	12	30	J		
SMPJ-1430	14	30	J		
SMPP-0630	6	30	Pigtail		
SMPP-8530	8,5	30	Pigtail		
SMPP-1030	10	30	Pigtail		
SMPP-1230	12	30	Pigtail		
SMPP-1430	14	30	Pigtail		
SMPR-0630	6	30	Reto		
SMPR-8530	8,5	30	Reto		
SMPR-1030	10	30	Reto		
SMPR-1230	12	30	Reto		
SMPR-1430	14	30	Reto		

Incluir a letra "H" caso seja necessária a cobertura hidrofílica. Exemplo: SMPPH-06