


CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA

INNOVA



Una solução eficaz
para tratamento em hemodiálise

CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA

INNOVA

Material biocompatível, ótimo conforto para o paciente e boa adaptação à anatomia vascular.

Aba de sutura girável.

Indicação de volume de purgado.

Cuff de poliéster que garante uma excelente fixação.

A distância adequada entre os orifícios distais minimiza a recirculação, conseguindo um ótimo tratamento.

Código N°	Diâmetro em Fr.	Comprimento em cm.	Tipo de Cateter
BLDS-0810	8	10	Reto
BLDS-0818	8	18	Reto
BLDS-0824	8	24	Reto
BLDS-12528	12,5	28	Reto
BLDS-12532	12,5	32	Reto
BLDS-12528-C	12,5	28	Curvo
BLDS-12532-C	12,5	32	Curvo
BLDS-14524	14,5	24	Reto
BLDS-14528	14,5	28	Reto
BLDS-14532	14,5	32	Reto

Componentes

- 1 Cateter de silicone de via dupla com cuff
- 1 Agulha de introdução
- 1 Guia metálica
- 2 Dilatadores
- 1 Introdutor removível com dilatador
- 1 Tunelizador
- 1 Cone de revestimento do cateter
- 1 Tampas intermitentes
- 1 Seringa com agulha hipodérmica
- 1 Curativo semipermeável
- 1 Folha de bisturi