

# Gastrotop

## Sonda de Gastronomia

Totalmente confeccionada  
em silicone biocompatível

Baixo perfil

Válvula antirrefluxo

Fácil colocação

Fácil manuseio para o  
paciente.



# GASTROTOP

## SONDA DE GASTRONOMIA

- Uma alternativa terapêutica eficaz com baixa complexidade de colocação.
- Projetado para alimentação enteral prolongada em pacientes com dificuldade de receber nutrição por via oral.
- Confeccionada em silicone 100% grau médico.
- Com válvula unidirecional antirrefluxo que permite a passagem de líquidos e semissólidos.
- Setor intragástrico retrátil com tampa de fechamento integrado.
- Mais conforto para o paciente.
- Simplicidade de uso.
- Redução de dias de internação.
- Gestão domiciliar minimamente assistida.
- Dispositivo de bom perfil para maior estética e conforto



Part N°	Diâmetro		
	18 Fr.	20 Fr.	24 Fr.
12 mm	GT-1812		
17 mm	GT-1817	GT-2017	GT-2417
20 mm		GT-2020	
24 mm	GT-1824	GT-2024	GT-2424
28 mm	GT-1828	GT-2028	GT-2428
34 mm	GT-1834	GT-2034	GT-2434
44 mm		GT-2044	GT-2444

Part N°	Tubo Alimentador		
	18 Fr.	20 Fr.	24 Fr.
	TAGBGE-18	TAGBGE-20	TAGBGE-24

Part N°	Tubo Descompressor		
	18 Fr.	20 Fr.	24 Fr.
	TDBGGE-18 XX	TDBGGE-20 XX	TDBGGE-24 XX

xx: indica o comprimento da sonda.  
Exemplo: para uma sonda GASTROTOP Part. N° GT1824,  
é necessário o descompressor TDBGGE-1824.

Componentes: Tubo de alimentação – Seringa de alimentação  
Tubo descompressor (para descompressão gástrica) – Medidor – Extensor.

BRO-GTB-001  
NOV 2014

Fabricado por : KFF s.a. - Espora 49 - Sarandí (C.P.1872) - Buenos Aires - Argentina  
Teléfono: (54-1) 4265-4515 - E-mail: info@kffmed.com - Página web : www.kffmed.com