

Disponível para o Brasil

PEG

Gastronomia percutânea endoscópica Gastroendoscopy



- 1 Tubo de alimentação confeccionado em silicone biocompatível.
- 1 Adaptador universal para alimentação.
- 1 Cânula com agulha.
- 1 Bisturi Nº 11.
- 1 Clamp.
- 1 Disco de fixação.
- 1 Pinça.
- 1 Seringa com agulha.
- 1 Agulha de 5/8" calibre 25.
- 1 Alça de tração.
- 1 Campo cirúrgico fenestrado.

Código	Diâmetro
PEG-20	20 fr
PEG-24	24 fr

KFF s.a.

BRO-PEG-001
NOV 2014

Fabricado por : KFF s.a. Espora 49 - Sarandí (C.P.1872) - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4265-4515 - E-mail: info@kffmed.com - Home page: www.kffmed.com