



# EXTRATOR DE CÁLCULOS

Projetado para a manipulação e eliminação de cálculos no trato urinário. O design sem pontas permite a captura da pedra na base do cálice, reduzindo a probabilidade de danos no tecido.





Cestinhas de Nitinol e Aço Inoxidável  
2,4; 3 e 4 fr.  
90 e 120 cm.  
Com Ponta Padrão e sem Ponta.  
Fio-guia Reto e Helicoidal.  
Cobertura de Poliimida ou Polietileno.

**KFF** s.a.

# EXTRATOR DE CÁLCULOS

**KFF** s.a.

Diâmetro e comprimento	Cesta Construída em		Formato
	Nitinol	Aço Inoxidável	
2,4 fr x 90 cm	NT-24F90R-PI	SS-24F90R-PI	Reta
3,0 fr x 90 cm	NT-3F90R-PI	SS-3F90R-PI	
4,0 fr x 90 cm	NT-4F90R-PI	SS-4F90R-PI	
2,4 fr x 120 cm	NT-24F120R-PI	SS-24F120R-PI	
3,0 fr x 120 cm	NT-3F120R-PI	SS-3F120R-PI	
4,0 fr x 120 cm	NT-4F120R-PI	SS-4F120R-PI	
2,4 fr x 90 cm	NT-24F90H-PI	SS-24F90H-PI	Helicoidal
3,0 fr x 90 cm	NT-3F90H-PI	SS-3F90H-PI	
4,0 fr x 90 cm	NT-4F90H-PI	SS-4F90H-PI	
2,4 fr x 120 cm	NT-24F120H-PI	SS-24F120H-PI	
3,0 fr x 120 cm	NT-3F120H-PI	SS-3F120H-PI	
4,0 fr x 120 cm	NT-4F120H-PI	SS-4F120H-PI	
3,0 fr x 90 cm	NT-3F90R-PE	SS-3F90R-PE	Reta
4,0 fr x 90 cm	NT-4F90R-PE	SS-4F90R-PE	
3,0 fr x 120 cm	NT-3F120R-PE	SS-3F120R-PE	
4,0 fr x 120 cm	NT-4F120R-PE	SS-4F120R-PE	
3,0 fr x 90 cm	NT-3F90H-PE	SS-3F90H-PE	Helicoidal
4,0 fr x 90 cm	NT-4F90H-PE	SS-4F90H-PE	
3,0 fr x 120 cm	NT-3F120H-PE	SS-3F120H-PE	
4,0 fr x 120 cm	NT-4F120H-PE	SS-4F120H-PE	
2,4 fr x 90 cm	SP-24F90R-PI		Reta
2,4 fr x 120 cm	SP-24F120R-PI		
3,0 fr x 90 cm	SP-3F90H-PI		Helicoidal / Sem Ponta
4,0 fr x 90 cm	SP-4F90H-PI		
3,0 fr x 120 cm	SP-3F120H-PI		
4,0 fr x 120 cm	SP-4F120H-PI		
3,0 fr x 90 cm	SP-3F90H-PE		Helicoidal / Sem Ponta
4,0 fr x 90 cm	SP-4F90H-PE		
3,0 fr x 120 cm	SP-3F120H-PE		
4,0 fr x 120 cm	SP-4F120H-PE		
3,0 fr x 90 cm	TF-3F90-PI		Fórceps de 3 Unhas
4,0 fr x 90 cm	TF-4F90-PI		
3,0 fr x 120 cm	TF-3F120-PI		
4,0 fr x 120 cm	TF-3F120-PI		
3,0 fr x 90 cm	TF-3F90-PE		Fórceps de 3 Unhas
4,0 fr x 90 cm	TF-4F90-PE		
3,0 fr x 120 cm	TF-3F120-PE		
4,0 fr x 120 cm	TF-3F120-PE		
8,0 fr X 38 cm	GP 8/38		Extrator de Cálculos Percutâneos



PI      Bainha de Poliimida  
PE      Bainha de Polietileno

Espora 49 - Sarandí (C.P.1872) - Buenos Aires - Argentina  
Tel. (54-11) 4265-4515 - E-mail: info@kffmed.com - Home page: www.kffmed.com

BRO-EXT-001  
NOV 2014