

Bainha de Acesso URETERAL

Proporciona um canal de trabalho contínuo
para a introdução e intercâmbio
de instrumental delicado durante a
u r e t e r o s c o p i a

Proteção do ureter reduzindo o trauma
Coberta com camada hidrofílica
Dilatador cônico para uma inserção suave
Corpo resistente para não criar memória
Reduz o tempo do procedimento
Protege equipamentos sensíveis

Dimensiones del producto

Diámetro externo (Fr)	Diámetro interno (Fr)	Longitud (cm)	Modelo
14	12	24	UF 14/12-24
		38	UF 14/12-38
		54	UF 14/12-54
11.5	9.5	35	UF 11.5/9.5-35
		45	UF 11.5/9.5-45
		55	UF 11.5/9.5-55

ANVISA: 80102511324

KFF s.a.

Distribuidor autorizado: Unidas Medical