

CONFIDANCE

- SUPERFÍCIE ULTRASSUAVE
- AMPLO LÚMEN
- GRANDE FLEXIBILIDADE
- RESISTENTE À INCRUSTAÇÃO
- BAIXA FRICÇÃO SUPERFICIAL

KIT URETERAL Duplo-J



KIT URETERAL Duplo-J

Para drenagem interna, desde a junção ureteropélvica até a bexiga

- **Uso único**
- **Confeccionado em polímero especial biocompatível que minimiza as reações de sensibilidade, permitindo uma adequada tolerância do paciente.**
- **Cateter de superfície ultrassuave de dimensões uniformes.**
- **Amplo lúmen.**
- **Projeto de grande flexibilidades que evita o acotovelamento.**
- **Orifícios de tamanho ideal que facilita a drenagem dos fluidos.**
- **Marcas indicadoras de profundidade biocompatíveis.**

Componentes:

- 1 - Cateter Duplo J
- 1 - Fio-guia
- 1 - Clamp
- 1 - Cateter Empurrador

	Ponta aberta Cateter Hidrofílico	Ponta fechada Cateter Hidrofílico	Diâmetro fr.	Comprimento cm/Inch.	Diâm. Guia Inch.
	DAHB - 4520	DCHB- 4520	4,5	20 / 7,87	0,035
	DAHB - 0520	DCHB- 0520	5		0,035
	DAHB - 0620	DCHB- 0620	6		0,038
	DAHB - 0522	DCHB- 0522	5	22 / 8,66	0,035
	DAHB - 0622	DCHB- 0622	6		0,038
	DAHB - 0722	DCHB- 0722	7		0,038
	DAHB - 0822	DCHB- 0822	8		0,038
	DAHB - 0524	DCHB- 0524	5	24 / 9,45	0,035
	DAHB - 0624	DCHB- 0624	6		0,038
	DAHB - 0724	DCHB- 0724	7		0,038
	DAHB - 0824	DCHB- 0824	8		0,038
	DAHB - 0526	DCHB- 0526	5	26 / 10,23	0,035
	DAHB - 0626	DCHB- 0626	6		0,038
	DAHB - 0726	DCHB- 0726	7		0,038
	DAHB - 0826	DCHB- 0826	8		0,038
	DAHB - 0528	DCHB- 0528	5	28 / 11,02	0,035
	DAHB - 0628	DCHB- 0628	6		0,038
	DAHB - 0728	DCHB- 0728	7		0,038
	DAHB - 0828	DCHB- 0828	8		0,038
Multi Length	SCHML-050820		5	8 - 20 cm /	0,035
	SCHML-060820		6	3,15"- 7,87"	0,038
	SCHML-062232		6	20 - 32 cm /	0,038
	SCHML-072232		7	7,87"- 12,6"	0,038

Incluir a letra "H" caso seja necessário o fio-guia hidrofílico.

Exemplo: DAHBH-0722 (Cateter hidrofílico)

Fabricado por : KFF s.a. - Espora 49 - Sarandí (C.P.1872) - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54-1) 4265-4515 - E-mail: info@kffmed.com - Home page : www.kffmed.com