




Liga Grip

Kit de ligadura para varizes de esôfago



Ligadura de alta precisão, fácil manuseio.

O desing das bandas permite tratar vários pontos no mesmo procedimento.

Material com ótimas propriedades físicas e alta biocompatibilidade.

O design da manopla torna o procedimento mais fácil, cômodo e preciso.

Penúltima banda de cor diferente para identificar o último disparo.

Disparo da ligadura é feita por dois pontos, aumentando a precisão da aplicação.

Código: SLVE

ANVISA: 80102511226

Distribuído por Unidas Medical
contato@unidasmedical.com.br

KFF s.a.

KFF s a Espora 49 - Sarandí (C P1872) - Buenos Aires - Argentina

Phone: (54-11) 4265-4515 - E-mail: info@kffmed.com - Home page: www.kffmed.com