




INTRODUTOR DE CATETERES



INTRODUTOR DE CATETERES



CONSTRUÍDO EM MATERIAIS BIOCOMPATÍVEIS E RADIOPACO

ALTA RESISTÊNCIA A DOBRAS

EXCELENTE TRANSIÇÃO BAINHA-DILATADOR

SISTEMA INTRODUTOR DE CATETERES

CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:	MEDIDA:	DIÂMETRO DE GUIA	LARGURA ÚTIL:
ICB-0610	Sistema Introduutor de Cateter 06 FR x 10 cm	6,0 Fr	0,035"	10 CM
ICB-0710	Sistema Introduutor de Cateter 07 FR x 10 cm	7 Fr	0,035"	10 CM
ICB-0810	Sistema Introduutor de Cateter 8 FR x 10 cm	8 Fr	0,035"	10 CM
ICB-8510	Sistema Introduutor de Cateter 8,5 FR x 10 cm	8,5 Fr	0,035"	10 CM

COMPONENTES DO KIT:

- Bainha de introdução
- Válvula Hemostática
- Derivação lateral com chave de três vias
- Cabo de guia J/reto
- Dilatador
- Agulha de introdução de largura, calibre e comprimento apropriado
- Com capa protetora anticontaminante 'F' ao final do código
- Introduutores radiais 'R' ao final do código

ANVISA: 80991380019 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

UNIDAS
medical

UNIDAS MEDICAL
contato@unidasmedical.com.br
11-3171-0421