






CATETER URETERAL DUPLO J



SUPERFÍCIE ULTRASUAVE
AMPLO LÚMEN
GRANDE FLEXIBILIDADE
RESISTENTE A INCRUSTAÇÃO
BAIXA FRICÇÃO SUPERFICIAL

CATETER URETERAL DUPLO J



USO ÚNICO

PARA DRENAGEM INTERNA, DESDE A JUNÇÃO URETEROPÉLVICA ATÉ A BEXIGA

CONFECCIONADO EM POLÍMERO ESPECIAL BIOCOMPATÍVEL QUE MINIMIZA AS REAÇÕES DE SENSIBILIDADE, PERMITINDO UMA ADEQUADA TOLERÂNCIA DO PACIENTE

CATETER DE SUPERFÍCIE ULTRASSUAVE DE DIMENSÕES UNIFORMES

PROJETO DE GRANDE FLEXIBILIDADE QUE EVITA O ACOTOVELAMENTO

ORIFÍCIOS DE TAMANHO IDEAL QUE FACILITA A DRENAGEM DOS FLUIDOS MARCAS INDICADORAS DE PROFUNDIDADE BIOCOMPATÍVEL

CATETER URETERAL	SEM FIO-GUIA		C/ FIO TEFLONADO*		C/ FIO HIDROFÍLICO*	
	4,7FR	6FR	4,7FR	6FR	4,7FR	6FR
Multicomprimento	SCHMLS-472232	SCHMLS-062232	SCHML-472232	SCHML-062232	SCHMLH-472232	SCHMLH-062232
26 cm	DCBHS-4726	DCBHS-0626	DAHBT-4726	DAHBT-0626	DCHBH-4726	DCHBH-0626
28 cm	DCBHS-4728	DCBHS-0628	DAHBT-4728	DAHBT-0628	DCHBH-4728	DCHBH-0628

ANVISA: 80991389035

ANVISA: 80991389040

ANVISA: 80991389037

CATETER URETERAL DUPLO J <i>INFANTIL</i>	SEM FIO-GUIA	
	3FR	4FR
08 cm	DCBHS-0308	DCBHS-0408
10 cm	DCBHS-0310	DCBHS-0410
12 cm	DCBHS-0312	DCBHS-0412
14 cm	DCBHS-0314	DCBHS-0414
16 cm	DCBHS-0316	DCBHS-0416
18 cm	DCBHS-0318	DCBHS-0418

ANVISA: 80991389035

COMPONENTES DO KIT*:

- 1 - Cateter Duplo J
- 1 - Clamp
- 1 - Empurrador de cateter

* Obs.: Medida de Fio-Guia: 0,035" x 150cm

UNIDAS
medical

UNIDAS MEDICAL
contato@unidasmedical.com.br
(11)-3171-0421