



CATETER URETERAL DUPLO J



- SUPERFÍCIE ULTRASUAVE
- AMPLO LÚMEN
- GRANDE FLEXIBILIDADE
- RESISTENTE A INCRUSTAÇÃO
- BAIXA FRICÇÃO SUPERFICIAL

CATETER URETERAL DUPLO J



USO ÚNICO

PARA DRENAGEM INTERNA, DESDE A JUNÇÃO URETEROPÉLVICA ATÉ A BEXIGA

CONFECCIONADO EM POLÍMERO ESPECIAL BIOCOMPATÍVEL QUE MINIMIZA AS REAÇÕES DE SENSIBILIDADE, PERMITINDO UMA ADEQUADA TOLERÂNCIA DO PACIENTE

CATETER DE SUPERFÍCIE ULTRASSUAVE DE DIMENSÕES UNIFORMES

PROJETO DE GRANDE FLEXIBILIDADE QUE EVITA O ACOTOVELAMENTO

ORIFÍCIOS DE TAMANHO IDEAL QUE FACILITA A DRENAGEM DOS FLUIDOS MARCAS INDICADORAS DE PROFUNDIDADE BIOCOMPATÍVEL

CATETER URETERAL DUPLO J	SEM FIO-GUIA		C/ FIO TEFLONADO		C/ FIO HIDROFÍLICO	
	4,7FR	6FR	4,7FR	6FR	4,7FR	6FR
Multicomprimento	SCHMLS-472232	SCHMLS-062232	SCHMLS-472232	SCHMLS-062232	SCHMLS-472232	SCHMLS-062232
26 cm	DCBHS-4726	DCBHS-0626	DCBHS-4726	DCBHS-0626	DCBHS-4726	DCBHS-0626
28 cm	DCBHS-4728	DCBHS-0628	DCBHS-4728	DCBHS-0628	DCBHS-4728	DCBHS-0628

ANVISA: 80991389035

ANVISA: 80991389040

ANVISA: 80991389037

CATETER URETERAL DUPLO J <i>INFANTIL</i>	SEM FIO-GUIA	
	3FR	4FR
08 cm	DCBHS-0308	DCBHS-0408
10 cm	DCBHS-0310	DCBHS-0410
12 cm	DCBHS-0312	DCBHS-0412
14 cm	DCBHS-0314	DCBHS-0414
16 cm	DCBHS-0316	DCBHS-0416
18 cm	DCBHS-0318	DCBHS-0418


ANVISA: 80991389035

COMPONENTES DO KIT*:

- 1 - Cateter Duplo J
- 1 - Clamp
- 1 - Empurrador de cateter

* Obs.: Medida de Fio-Guia: 0,035" x 150cm

UNIDAS
medical



FIO GUIA



COBERTURA HIDROFÍLICA
DIRECIONABILIDADE
CAPACIDADE DE EMPUXO
TORQUE 1:1

Código:	Descrição:
RHHDE-35150	Fio guia hidrofílico - 0,035" x 150cm
AHHDE-35150	Fio guia hidrofílico - 0,035" x 150cm - Ponta Angulada

80991389032 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA


EXTRATOR DE CÁLCULOS



PROJETADO PARA A MANIPULAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE CÁLCULOS NO TRATO URINÁRIO.

O DESIGN SEM PONTAS PERMITE A CAPTURA DA PEDRA NA BASE DO CÁLICE, REDUZINDO A PROBABILIDADE DE DANOS NO TECIDO.

EXTRATOR DE CÁLCULOS



CESTINHAS DE NITINOL E AÇO INOXIDÁVEL 2,4FR / 3FR

90 E 120CM DE COMPRIMENTO

COM PONTA PADRÃO E SEM PONTA

FIO-GUIA RETO E HELICOIDAL

COBERTURA DE POLIAMIDA OU POLIETILENO

EXTRATOR DE CÁLCULO HELICOIDAL

Código: Descrição:

NT-3F90H-PTFE Extrator de Cálculo Helicoidal - 3Fr x 90cm


EXTRATOR DE CÁLCULOS SEM PONTA

Código: Descrição:

SP-19F120R-PTFE Extrator de Cálculo - No tip - 1.9Fr x 120cm

ANVISA 80991389031 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

UNIDAS
medical



BAINHA DE ACESSO URETERAL



PROPORCIONA UM CANAL DE TRABALHO CONTÍNUO PARA INTRODUÇÃO E INTERCÂMBIO DE INSTRUMENTAL DELICADO DURANTE A URETEROSCOPIA.

BAINHA DE ACESSO URETERAL



PROTEÇÃO DO URETER REDUZINDO O TRAUMA
COBERTA COM CAMADA HIDROFÍLICA
DILATADOR CÔNICO PARA UMA INSERÇÃO SUAVE
CORPO RESISTENTE PARA NÃO CRIAR MEMÓRIA
REDUZ O TEMPO DO PROCEDIMENTO
PROTEGE EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS

BAINHA DE ACESSO URETERAL

CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:
UF-10 / 12 - 35cm	Bainha ureteral 10/12 - 35
UF-11 / 13 - 35cm	Bainha ureteral 11/13 - 35
UF-10 / 12 - 45cm	Bainha ureteral 10/12 - 45
UF-11 / 13 - 45cm	Bainha ureteral 11/13 - 45


ANVISA: 80991389042 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

UNIDAS
medical

UNIDAS MEDICAL
contato@unidasmedical.com.br
11-3171-0421



AGULHA PARA PUNÇÃO E ASPIRAÇÃO - CHIBA




AGULHA PARA PUNÇÃO E ASPIRAÇÃO – CHIBA


Código:

ACH-1820

ANVISA: 80991389030 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA



SISTEMA DE DILATADORES AMPLATZ



DILATADORES RADIOPACOS PROGRESSIVOS DO TRATO DA NEFROSTOMIA
SISTEMA DE DILATADORES TIPO AMPLATZ PREMIUM

SDRAP KIT DE DILATADORES AMPLATZ

COMPONENTES DO KIT:

- Dilatadores Fasciais de PE de 8, 10, 12, 14, 16 e 18fr
- Dilatadores Renais de PE de 20, 24, 26, 28 e 30fr
- Bainha Amplatz de PTFE para Dilatadores de 24, 26, 28 e 30fr
- 1 Cateter introdutor de 8fr x 70cm para dilataadores
- 1 Bainha de PTFE para o cateter introdutor

ANVISA: 80991389042 -DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.