



## CATETERES DE DRENAGEM



- AMPLO LÚMEN
- MAIOR DRENAGEM
- SUPERFÍCIE SUPERSOFT
- CONSTRUÍDO EM POLÍMEROS BIOCOMPATÍVEIS
- NOVO SISTEMA DE FIXAÇÃO
- DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE PONTAS
- MATERIAL RADIOPACO



**GUIA NITINOL**  
**PONTA DE PLATINA 0,018"**  
**MAIOR RADIOPACIDADE**  
**MAIOR EMPUXO E TORQUE**  
**KIT PREMIUM COM DIRECIONADOR E INTRODUTOR TRUFLEX**

CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:
SCCH-08	Kit para Drenagem Biliar - Colecat - 8 Fr
CCH-10	Kit para Drenagem Biliar - Colecat - 10 Fr
CCH-12	Kit para Drenagem Biliar - Colecat - 12 Fr
CCH-14	Kit para Drenagem Biliar - Colecat - 14 Fr

CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:
CCH-08	Cateter p/ Drenagem Biliar - Colecat - 8 Fr. x 40cm
CCH-10	Cateter p/ Drenagem Biliar - Colecat - 10 Fr. x 40cm
CCH-12	Cateter p/ Drenagem Biliar - Colecat - 12 Fr. x 40cm
CCH-14	Cateter p/ Drenagem Biliar - Colecat - 14 Fr. x 40cm

#### COMPONENTES DO KIT:


- 1 Cateter de drenagem biliar
- 1 Canula metálica rígida
- 1 Agulha introdutora
- 1 Kit de dilatadores
- 1 Intermediário à bolsa
- 1 Fio-guia
- 1 Fio-guia de 0,018" x 80cm com ponta de platina
- 1 Agulha de Chiba
- 1 Introdutor biliar de três peças

ANVISA 80991389021- DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORES LTDA

#### COMPONENTES DO KIT:

- 1 Cateter de drenagem biliar
- 1 Cânula metálica rígida
- 1 Intermediário à bolsa

80991389018 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA



GUIA NITINOL  
PONTA DE PLATINA 0,018"  
MAIOR RADIOPACIDADE  
MAIOR EMPUXO E TORQUE  
KIT PREMIUM COM DIRECIONADOR E INTRODUTOR TRUFLEX

CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:
SMPPH-0830	Kit para Drenagem Perc. - Multicat – 8Fr.
SMPPH-1030	Kit para Drenagem Perc. - Multicat – 10Fr.
SMPPH-1230	Kit para Drenagem Perc. - Multicat – 12Fr.
SMPPH-1430	Kit para Drenagem Perc. - Multicat – 14Fr.

#### COMPONENTES DO KIT:

- 1 Cateter multipropósito
- 1 Cânula metálica rígida
- 1 Agulha introdutora
- 1 Fio-guia
- 1 Cateter overneedle
- 1 Agulha Chiba
- 1 Kit de dilatadores
- 1 Intermediário à bolsa


80991389017 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:
CMPPH-0830	Cateter para Drenagem Perc. - Multicat – 8Fr x 30cm
CMPPH-1030	Cateter para Drenagem Perc. - Multicat – 10Fr x 30cm
CMPPH-1230	Cateter para Drenagem Perc. - Multicat – 12Fr x 30cm
CMPPH-1430	Cateter para Drenagem Perc. - Multicat – 12Fr x 30cm

#### COMPONENTES DO KIT:

- 1 Cateter multipropósito
- 1 Cânula metálica rígida
- 1 Intermediário à bolsa

80991389025 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA



GUIA NITINOL  
PONTA DE PLATINA 0,018"  
MAIOR RADIOPACIDADE  
MAIOR EMPUXO E TORQUE  
KIT PREMIUM COM DIRECIONADOR E INTRODUTOR TRUFLEX

CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:
SCNH-10	Kit para Drenagem Perc. - Nefrocat - 10Fr.
SCNH-12	Kit para Drenagem Perc. - Nefrocat - 12Fr.
SCNH-14	Kit para Drenagem Perc. - Nefrocat - 14Fr.
SMCH-16	Kit para Drenagem Perc. - Multicat - 16Fr.

#### COMPONENTES DO KIT:

- 1 Cateter nefrostomia
- 1 Cânula metálica rígida
- 1 Agulha introdutora
- 1 Fio-guia
- 1 Cateter overneedle
- 1 Agulha Chiba
- 1 Kit de dilatadores
- 1 Intermediário à bolsa

80991389016 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA