



BOTTON PARA GASTROSTOMIA – GASTROTOP



TOTALMENTE CONFECCIONADA EM SILICONE BIOCOMPATÍVEL

BAIXO PERFIL

VÁLVULA ANTIRREFLUXO

FÁCIL COLOCAÇÃO E FÁCIL MANUSEIO PARA O PACIENTE

BOTTON PARA GASTROSTOMIA GASTROTOP



COGUMELO



BALONADO

UMA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EFICAZ COM BAIXA COMPLEXIDADE DE COLOCAÇÃO;

PROJETADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PROLONGADA EM PACIENTES COM DIFICULDADE DE RECEBER NUTRIÇÃO POR VIA ORAL;

CONFECCIONADA EM SILICONE 100% GRAU MÉDICO;

COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL ANTIRREFLUXO QUE PERMITE A PASSAGEM DE LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS;

SETOR INTRAGÁSTRICO RETRÁTIL COM TAMPA DE FECHAMENTO INTEGRADO;

MAIS CONFORTO PARA O PACIENTE;

SIMPLICIDADE DE USO;

REDUÇÃO DE DIAS DE INTERNAÇÃO;

GESTÃO DOMICILIAR MINIMAMENTE ASSISTIDA;

DISPOSITIVO DE BAIXO PERFIL PARA MAIOR ESTÉCA E CONFORTO.

Diâmetro	Comprimentos
12FR	1cm à 3,5cm
14FR	1cm à 3,5cm
16FR	1,5cm à 4 cm
18FR	1,5cm à 4 cm
20FR	1,5cm à 4,5 cm
24FR	1,5cm à 4,5 cm

ANVISA: 80991380014 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

COMPONENTES DO KIT:

- TUBO DE ALIMENTAÇÃO
- SERINGA DE ALIMENTAÇÃO
- TUBO DE DESCOMPRESSOR (PARA DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA)
- MEDIDOR
- EXTENSOR

UNIDAS
medical