




GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA



GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA

Código: Descrição:

PEG-20 Kit de Gastrostomia - PEG - 20fr

PEG-24 Kit de Gastrostomia - PEG - 24fr

COMPONENTES DO KIT:

- 1 Tubo de Alimentação confeccionado em silicone biocompatível
- 1 Adaptador universal para alimentação
- 1 Cânula com agulha
- 1 Bisturi nº 11
- 1 Clamp
- 1 Disco de fixação
- 1 Pinça
- 1 Seringa com agulha
- 1 Agulha de 5/8" calibre 25
- 1 Alça de tração
- 1 Campo cirúrgico Fenestrado

ANVISA: 80991389034 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA