



## KIT DE LIGADURAS



### KIT DE LIGADURAS

CÓDIGO:

SLVE

### COMPONENTES DO KIT:

- Alça lagarto multibanda
- Cateter carregamento adaptador para irrigação
- Tambor com 6 bandas pré-carregadas
- Disparador

ANVISA: 80991389041 -DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

LIGADURA DE ALTA PRECISÃO, FÁCIL MANUSEIO

O DESIGN DAS BANDAS PERMITE TRATAR VÁRIOS PONTOS NO MESMO PROCEDIMENTO

MATERIAL COM ÓTIMAS PROPRIEDADES FÍSICAS E ALTA BIOCAMPATIBILIDADE

O DESIGN DA MANOPLA TORNA O PROCEDIMENTO MAIS FÁCIL, CÔMODO E PRECISO

PENÚLTIMA BANDA DE COR DIFERENTE PARA IDENTIFICAR O ÚLTIMO DISPARO

DISPARO DA LIGADURA É FEITA POR DOIS PONTOS, AUMENTANDO A PRECISÃO DA APLICAÇÃO