




CATETER CENTRAL DE ACESSO POR VIA PERIFÉRICA (PICC) POLIURETANO



PROJETADO PARA PROPORCIONAR TERAPIA DE ANTIBIÓTICOS, DROGAS APLICADAS NO TRATAMENTO DA DOR, QUIMIOTERAPIA E NUTRIÇÃO PARENTAL.

CATETER CENTRAL DE ACESSO PICC



- SUPERFÍCIE DE POLIURETANO ULTRA SUAVE, GARANTE UMA MAIOR CONFIABILIDADE AO DISPOSITIVO, PROPORCIONA MENOR INCÔMODO AO PACIENTE E MELHOR CUIDADO DO TECIDO;
- EXCELENTE BIO E HEMOCOMPATIBILIDADE PERMITINDO UMA MAIOR PERMANÊNCIA;
- FÁCIL INSERÇÃO;
- ABA DE SUTURA QUE PROPORCIONA UMA FIXAÇÃO SEGURA;
- MARCAS DE PROFUNDIDADE;

CÓDIGO DESCRIÇÃO

CCIPU-0230	CCIPU-Cateter Venoso Central de Inserção Periférica Interv. Mono Lúmen 2Fr x 30Cm
CCIPU-0360	Cateter Venoso Central de Inserção Periférica Interv. Mono Lúmen 3Fr x 60Cm
CCIPU-0460	Cateter Venoso Central de Inserção Periférica Interv. Mono Lúmen 4Fr x 60Cm
CCIPU-0560	Cateter Venoso Central de Inserção Periférica Interv. Mono Lúmen 5Fr x 60Cm
CCIPU-0660	Cateter Venoso Central de Inserção Periférica Interv. Mono Lúmen 6Fr x 60Cm

Componentes CCIPU

- 1 Cateter PICC de via única;
- 1 Mandril de guia;
- 1 Agulha destacável;
- 1 Derivação lateral para irrigação;
- 1 Tampa intermitente;
- 1 Bisturi;
- 1 Seringa com agulha hipodérmica;
- 1 Curativo transparente hipoalérgico;

ANVISA: 80991380016 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

CÓDIGO DESCRIÇÃO

CCIPD-0360	Cateter Venoso Central de Inserção Periférica Interv. Duplo Lúmen 3Fr x 60Cm
CCIPD-0460	Cateter Venoso Central de Inserção Periférica Interv. Duplo Lúmen 4Fr x 60Cm
CCIPD-0560	Cateter Venoso Central de Inserção Periférica Interv. Duplo Lúmen 5Fr x 60Cm
CCIPD-0660	Cateter Venoso Central de Inserção Periférica Interv. Duplo Lúmen 6Fr x 60Cm

Componentes CCIPD

- 1 Cateter PICC de via dupla;
- 1 Mandril de guia;
- 1 Agulha destacável;
- 1 Derivação lateral para irrigação;
- 2 Tampas intermitentes;
- 1 Bisturi;
- 1 Seringa com agulha hipodérmica;
- 1 Curativo transparente hipoalérgico;

ANVISA: 80991380016 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

UNIDAS
medical