



## BOTTON PARA GASTROSTOMIA – GASTROTOP



TOTALMENTE CONFECCIONADA EM SILICONE BIOCAMPATÍVEL

BAIXO PERFIL

VÁLVULA ANTIRREFLUXO

FÁCIL COLOCAÇÃO E FÁCIL MANUSEIO PARA O PACIENTE

# BOTTON PARA GASTROSTOMIA GASTROTOP



UMA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EFICAZ COM BAIXA COMPLEXIDADE DE COLOCAÇÃO;  
PROJETADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PROLONGADA EM PACIENTES COM DIFICULDADE DE RECEBER NUTRIÇÃO POR VIA ORAL;  
CONFECCIONADA EM SILICONE 100% GRAU MÉDICO;  
COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL ANTIRREFLUXO QUE PERMITE A PASSAGEM DE LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS;

SETOR INTRAGÁSTRICO RETRÁTIL COM TAMPA DE FECHAMENTO INTEGRADO;  
MAIS CONFORTO PARA O PACIENTE;  
SIMPLICIDADE DE USO;  
REDUÇÃO DE DIAS DE INTERNAÇÃO;  
GESTÃO DOMICILIAR MINIMAMENTE ASSISTIDA;  
DISPOSITIVO DE BAIXO PERFIL PARA MAIOR ESTÉCA E CONFORTO.


Diâmetro	Comprimentos
12FR	1cm à 3,5cm
14FR	1cm à 3,5cm
16FR	1,5cm à 4 cm
18FR	1,5cm à 4 cm
20FR	1,5cm à 4,5 cm
24FR	1,5cm à 4,5 cm

ANVISA: 80991380014 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.


## COMPONENTES DO KIT:

- TUBO DE ALIMENTAÇÃO
- SERINGA DE ALIMENTAÇÃO
- TUBO DE DESCOMPRESSOR (PARA DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA)
- MEDIDOR
- EXTERSOR

UNIDAS  
medical



# GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA



## GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA

Código: Descrição:

PEG-20 Kit de Gastrostomia - PEG - 20fr

PEG-24 Kit de Gastrostomia - PEG - 24fr

### COMPONENTES DO KIT:

- 1 Tubo de Alimentação confeccionado em silicone biocompatível
- 1 Adaptador universal para alimentação
- 1 Cânula com agulha
- 1 Bisturi nº 11
- 1 Clamp
- 1 Disco de fixação
- 1 Pinça
- 1 Seringa com agulha
- 1 Agulha de 5/8" calibre 25
- 1 Alça de tração
- 1 Campo cirúrgico Fenestrado

ANVISA: 80991389034 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA