


CATETERES DE DRENAGEM



AMPLO LÚMEN

MAIOR DRENAGEM


SUPERFÍCIE SUPERSOFT

CONSTRUÍDO EM POLÍMEROS BIOCOMPATÍVEIS

NOVO SISTEMA DE FIXAÇÃO

DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE PONTAS

MATERIAL RADIOPACO



GUIA NITINOL
PONTA DE PLATINA 0,018"
MAIOR RADIOOPACIDADE
MAIOR EMPUXO E TORQUE
KIT PREMIUM COM DIRECIONADOR E INTRODUTOR TRUFLEX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
SCNH-0830	Kit p/ Drenag. Perc. – Nefrocat – 8 Fr. x 30cm PigTail
SCNH-1030	Kit p/ Drenag. Perc. – Nefrocat – 10 Fr. x 30cm PigTail
SCNH-1230	Kit p/ Drenag. Perc. – Nefrocat – 12 Fr. x 30cm PigTail
SCNH-1430	Kit p/ Drenag. Perc. – Nefrocat – 14 Fr. x 30cm PigTail

80991389016 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA


CÓDIGO	DESCRIÇÃO
SMCH-0830	Kit p/ Drenag. Perc. – Nefrocat – 8 Fr. x 30cm Malecot
SMCH-1030	Kit p/ Drenag. Perc. – Nefrocat – 10 Fr. x 30cm Malecot
SMCH-1230	Kit p/ Drenag. Perc. – Nefrocat – 12 Fr. x 30cm Malecot
SMCH-1430	Kit p/ Drenag. Perc. – Nefrocat – 14 Fr. x 30cm Malecot

80991389014- DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

COMPONENTES DO KIT

- 1- Cateter de drenagem para Nefrostomia
- 1- Cânula metálica rígida
- 1- Agulha introdutória
- 1- Kit de dilatadores
- 1- Cateter overneedle
- 1- Intermediário à bolsa
- 1- Fio guia
- 1- Agulha de chiba

VERSÃO 2025.1 - 1.8.25



GUIA NITINOL
PONTA DE PLATINA 0,018"
MAIOR RADIOPACIDADE
MAIOR EMPUXO E TORQUE
KIT PREMIUM COM DIRECIONADOR E INTRODUTOR TRUFLEX

CÓDIGO DESCRIÇÃO

SCCH-0840	KIT PARA DRENAGEM BILIAR - COLECAT - 8FR X 40CM
SCCH-1040	KIT PARA DRENAGEM BILIAR - COLECAT - 10FR X 40CM
SCCH-1240	KIT PARA DRENAGEM BILIAR - COLECAT - 12FR X 40CM
SCCH-1440	KIT PARA DRENAGEM BILIAR - COLECAT - 14FR X 40CM

COMPONENTES DO KIT

- 1- Cateter de drenagem biliar
- 1- Cânula metálica rígida
- 1- Agulha introdutória
- 1- Kit de dilataadores
- 1- Intermediario à bolsa
- 1- Fio guia 0.035
- 1- Fio guia de 0.018" x 80cm com ponta de platina
- 1- Agulha de chiba
- 1- Kit de introdutor biliar (3 peças)

ANVISA 80991389021- DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORES LTDA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

CCH-0840	CATETER P/ DRENAGEM BILIAR - COLECAT - 8FR X 40CM
CCH-1040	CATETER P/ DRENAGEM BILIAR - COLECAT - 10FR X 40CM
CCH-1240	CATETER P/ DRENAGEM BILIAR - COLECAT - 12FR X 40CM
CCH-1440	CATETER P/ DRENAGEM BILIAR - COLECAT - 14FR X 40CM

COMPONENTES DO CATETER

- 1- Cateter de drenagem biliar
- 1- Cânula metálica rígida
- 1- Intermediario à bolsa

80991389018 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA



GUIA NITINOL
 PONTA DE PLATINA 0,018"
 MAIOR RADIOOPACIDADE
 MAIOR EMPUXO E TORQUE
 KIT PREMIUM COM DIRECIONADOR E INTRODUTOR TRUFLEX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
SMPPH-0830	Kit para Drenagem Perc. – Multicat – 8 Fr.
SMPPH-1030	Kit para Drenagem Perc. – Multicat – 10 Fr.
SMPPH-1230	Kit para Drenagem Perc. – Multicat – 12 Fr.
SMPPH-1430	Kit para Drenagem Perc. – Multicat – 14 Fr.
SMPPH-1630	Kit para Drenagem Perc. – Multicat – 16 Fr.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CMPPH-0830	Cateter p/ Drenagem Perc. – Multicat – 8 Fr. x 30cm
CMPPH-1030	Cateter p/ Drenagem Perc. – Multicat – 10 Fr. x 30cm
CMPPH-1230	Cateter p/ Drenagem Perc. – Multicat – 12 Fr. x 30cm
CMPPH-1430	Cateter p/ Drenagem Perc. – Multicat – 14 Fr. x 30cm
CMPPH-1630	Cateter p/ Drenagem Perc. – Multicat – 16 Fr. x 30cm

COMPONENTES DO KIT


- 1- Cateter de drenagem multipropósito
- 1- Cânula metálica rígida
- 1- Agulha introdutória
- 1- Kit de dilatadores
- 1- Cateter overneedle
- 1- Intermediário à bolsa
- 1- Fio guia
- 1- Agulha de chiba

80991389017 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

COMPONENTES DO CATETER


- 1- Cateter de drenagem multipropósito
- 1- Cânula metálica rígida
- 1- Intermediário à bolsa

80991389025 - DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA



TRUFLEX


INTRODUTOR BILIAR




TRUFLEX

INTRODUTOR BILIAR

Código: SICC-TD-8517



O introdutor biliar Truflex KFF é utilizado em procedimentos endoscópicos, especificamente na colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE). É projetado para facilitar o acesso ao duto biliar ou pancreático, proporcionando uma navegação mais eficiente durante o procedimento. O Truflex KFF é conhecido por sua flexibilidade e durabilidade, características que ajudam a minimizar o risco de complicações e a melhorar o conforto do paciente. É projetado para oferecer uma maior precisão nos procedimentos, contribuindo para diagnósticos e tratamentos mais eficazes de condições relacionadas aos dutos biliares.



SISTEMA DE INTRODUÇÃO BILIAR COM 3 PEÇAS

Contém:

- Introdutor biliar hidrofílico com derivação lateral e marca radiopaca
- Dilatador e capilar
- Agulha de Chiva de 22G x 15cm.
- Guia de 0,018" x 80cm com núcleo de nitinol e ponta de platina.
- Cateter direcionador com ponta angulada de alta precisão.

Registro ANVISA: 80991389024

VERSÃO 2025.1 - 6.8.25

UNIDAS
medical

UNIDAS MEDICAL
contato@unidasmedical.com.br
11-3171-0421